

P-ORT//O

2026

www.p-orthodigital.com



MY MEYER

CINGOL

**Panda
Scanner**

BMS DENTAL

Sandy

pugeo

Gentilin
OIL-FREE THE NEW NORMAL

PAX



YakeBot

Software
AI

3D
MyDent
Viewer

70-420µm
VOXEL

Low
Dose

MODELOS

FOV 13X10




FOV 16X10



3D — Panorámico + CBCT / Panorámico + CBCT

3DE — Panorámico + CBCT + CEPH / Panorámico + CBCT + CEPH



PC Incluido / PC incluído

* Compatibilidad con el sistema Windows

* Compatibilidade com o sistema Windows

MY
MEYER

Funciones de la IA en SW / Funções de AI em SW

El software de diagnóstico 3D MyDent Viewer implementa ingeniería avanzada a través de un diseño modular, con módulos funcionales como reconstrucción multiplanar, reconstrucción de superficies curvas, simulación de implantes, modelado de ATM y simulación de ortodoncia 3D. También incluye vista panorámica 3D, posicionamiento 3D, identificación automática del tubo neural, mediciones automáticas de densidad ósea, posicionamiento automático de la ATM, reconstrucción automática de cefalograma, análisis de las vías respiratorias 3D, etc.

O software de diagnóstico MyDent Viewer 3D implementa engenharia avançada através de design modular, com módulos funcionais como reconstrução multiplanar, reconstrução de superfície curva, simulação de implantes, modelagem de ATM e simulação ortodôntica 3D. Também inclui visão panorâmica 3D, posicionamento 3D, identificação automática do tubo neural, medições automáticas de densidade óssea, posicionamento automático da ATM, reconstrução automática de cefalograma, análise 3D das vias aéreas, etc.

Tecnología
de imagen de
vanguardia
Tecnología
de imagen de
vanguardia




Imagen original

Meyer ANR

Imagem original





Imagen original


Meyer AAR

Imagem original





Sin PD
Sem PD

Con PD
Com PD




Sin PD
Sem PD

Con PD
Com PD



MEYER 3D IMAGINE / MEYER 3D IMAGINE



MODELOS

FOV 16X12



FOV 16X18cm



FOV 16X12cm



FOV 10X10cm




FOV 10X6cm



FOV 5X8cm



FOV 4X4cm



PC Incluido / PC incluído

* Compatibilidad con el sistema Windows

* Compatibilidade com o sistema Windows

Funciones de la IA en SW / Funções de AI em SW


El software de diagnóstico 3D MyDent Viewer implementa ingeniería avanzada a través de un diseño modular, con módulos funcionales como reconstrucción multiplanar, reconstrucción de superficies curvas, simulación de implantes, modelado de ATM y simulación de ortodoncia 3D. También incluye vista panorámica 3D, posicionamiento 3D, identificación automática del tubo neural, mediciones automáticas de densidad ósea, posicionamiento automático de la ATM, reconstrucción automática de cefalograma, análisis de las vías respiratorias 3D, etc.

O software de diagnóstico MyDent Viewer 3D implementa engenharia avançada através de design modular, com módulos funcionais como reconstrução multiplanar, reconstrução de superfície curva, simulação de implantes, modelagem de ATM e simulação ortodôntica 3D. Também inclui visão panorâmica 3D, posicionamento 3D, identificação automática do tubo neural, medições automáticas de densidade óssea, posicionamento automático da ATM, reconstrução automática de cefalograma, análise 3D das vias aéreas, etc.

Funciones / Funções

- CBCT
- Panorámico / *Panorâmico*
- CEPH
- CT parcial
- Escaneo de modelos / *Digitalização de modelos*
- Reducción de ruido / *Redução de ruído*
- Eliminación de artefactos / *Remoção de artefactos*

Algoritmo PD
alta
resolución
/resolução



Sin PD
Sem PD

Con PD
Com PD





Imagen original
Imagem original


Meyer ANR

PD-MAR
algoritmo de
reducción
/ redução
de artefactos
metálicos



Sin PD
Sem PD

Con PD
Com PD




Sin PD
Sem PD


Con PD
Com PD

Función panorámica / *Função panorâmica*

Enfoque automático / *Auto foco*



Mejora de la imagen / *Melhoria de imagem*



Función de cefalometría y función de escaneo de modelo

Função cefalometria e função digitalização de modelos


Imagen Ceph / *Imagem Ceph*




Escaneo de modelo / *Digitalização de modelo*





TC parcial



CBCT



Dimensiones del equipo / *Dimensões do equipamento*



OPERA — Opera 2D — Datos técnicos / Dados técnicos

		2D	CEPH DR
GENERADOR DE RAYOS X / GERADOR DE RAIOS X	Tipo	Dentición, ATM R, ATM L / Dentição, TMJ R, TMJ L	
	Modo operativo	Directa / Direta	
	Voltaje del tubo / Tensão do tubo	61–85 KvP	
	Corriente del ánodo / Corrente anódica	5–10 mA	
	Punto focal / Ponto focal	0.5 mm	
DETECTOR	Tipo	Detector CMOS	Sensor CMOS digital de un solo disparo / Sensor CMOS digital de disparo único
	Área en mm / Área em mm	150x7	300x240
	Tamaño de pixel / Tamanho dos pixels	100 µm	125 µm
	Número del píxeles / Número dos pixels	1500x68	2448x2048
	Centelleador / Cintiladora	CsI	CsI
ADQUISICIÓN / AQUISIÇÃO	Tiempo de exposición / Período de exposição	4.4-15.5 s	0,2-0,5 s con escaneo inmediato / 0,2-0,5 s com verificação imediata
SOFTWARE / PROGRAMAS	Adquisición / Aquisição	Archimed Multiusuario / Multiusuário arquivado	
	Opcional	DICOM 3.0: solo impresión / DICOM 3.0 - Somente impressão. DICOM 3.0 - Completo (Base, CD, Lista de trabajo, Imprimir) / DICOM 3.0 - Completo (Base, CD, Lista de trabalho, Impressão). DFO para análisis cefalométrico / DFO para análise cefalométrica	
	Formato de imagen / Formato de imagem	JPEG, BMP, PNG, TIFF, DCM	

2D	 PAN estándar / PAN padrão	 Hemi PAN derecho / Hemi PAN direita	 Hemi PAN izquierda / Hemi PAN esquerda	 Dentición frontal / Dentição frontal	 ATM boca cerrada / ATM boca fechada	 ATM boca abierta / ATM boca aberta	 Seno / Seio
OPTIONAL 2D	 Dosis reducida Panorámico / Dose reduzida panorâmico	 Mejorado Ortogonalidad Panorámico / Melhorou Ortogonalidade Panorâmico	 Ala de mordida derecha / Asa Mordida Direita	 Ala de mordida izquierda / Asa Mordida esquerda	 Derecho e izquierdo Ala de mordida / Direito e esquerdo morder asa		
CEPH	 Latero 30x24 / Lateral 30x24	 Antero / Posterior	 Imagen del cuerpo / Imagem do corpo				



RAYO-X INTRAORAL / RAIO-X INTRA-ORAL

Endoray HF Tim-x

- Tensión del tubo / *Tensão do tubo: 60-70kVp*
- Corriente del ánodo / *Corrente do ânodo: 4-6,5 mA*
- Programas pre-programables y ajustables / *Programas pré-programáveis e ajustáveis*
- Tubo TOSHIBA DG-073B-AC y / e CEI OCX-70G
- Disparador por control remoto inalámbrico / *Disparo por controlo remoto sem fios*
- Punto focal / *Ponto focal: 0,3 mm*



RAYO-X INTRAORAL PORTÁTIL / RAIO-X INTRA-ORAL PORTÁTIL

Endoport G



- Foco de 0,3 mm
- KV (60/70) y / e mA (2,5/3,5) ambos seleccionables / *KV (60/70) y / e mA (2,5/3,5) ambos seleccionáveis*
- Indicación del DAP (producto dosis-área) después de cada exposición / *Indicação do DAP (produto dose-área) após cada exposição*
- Disponible en dos versiones (humana y veterinaria) / *Disponível em duas versões (humana e veterinária)*
- Solo 0,0007 mGy/H de dispersión de fugas / *Apenas 0,0007 mGy/h de dispersão de fugas*
- Pantalla táctil LCD en color de 2,8" de ancho / *Ecrã tátil LCD a cores de 2,8" de largura*
- Ángulo del objetivo de 12° / *Ângulo do alvo de 12°*
- Peso de solo 2,1 kg / *Pesa apenas 2,1 kg*
- Más de 500 imágenes con una carga completa / *Mais de 500 imagens com uma carga completa*
- Carga total en solo una hora / *Carga total em apenas uma hora*

Endoport C



- Foco de 0,4 mm
- KV (60/70) y / e mA (2,5/3,5) ambos seleccionables / *KV (60/70) e mA (2,5/3,5), ambos seleccionáveis*
- Indicación del DAP (producto dosis-área) después de cada exposición / *Indicação do DAP (produto dose-área) após cada exposição*
- Disponible en dos versiones (humana y veterinaria) / *Disponível em duas versões (humana e veterinária)*
- Solo 0,0007 mGy/H de dispersión de fugas / *Apenas 0,0007 mGy/h de radiação dispersa por fuga*
- Pantalla LCD táctil a color de 5" / *Tela LCD tátil colorida de 5"*
- Ángulo del objetivo de 12° / *Ângulo do alvo de 12°*
- Peso de solo 1,9KG / *Pesa apenas 1,9 kg*
- Más de 500 imágenes con una carga completa / *Mais de 500 imagens com uma carga completa*
- Carga total en solo una hora / *Carga completa em apenas uma hora*

PANDA SMART

Ligero y compacto – Pesa solo 138g, ideal para un uso prolongado sin fatiga; Alta precisión – Hasta 5 µm de precisión para capturas detalladas y fiables; Escaneo rápido – Digitalización completa en aproximadamente 1 minuto; Plug & Play vía USB 3.0 – Conexión sencilla, sin necesidad de hubs o adaptadores; Puntas autoclavables – Incluye 6 piezas, con hasta 100 ciclos de esterilización cada una.

Compatible con STL, PLY y PTY – Se integra fácilmente con sistemas CAD/CAM.

Leve e compacto – Pesa apenas 138g, ideal para utilização prolongada sem fadiga; Alta precisão – Até 5 µm de precisão para capturas detalhadas e fiáveis; Digitalização rápida – Digitalização completa em aproximadamente 1 minuto; Plug & Play via USB 3.0 – Ligação simples, sem necessidade de hubs ou adaptadores; Pontas autoclaváveis – Inclui 6 peças, com até 100 ciclos de esterilização cada uma. Compatível com STL, PLY e PTY – Integra-se facilmente com sistemas CAD/CAM.


Funcionalidades del Software / Funcionalidades do Software



Verificación del preparo
Verificação do preparo




Dibujo de la línea de margen
Desenho da linha de margem




Escaneo previo a la preparación
Digitalização prévia à preparação



Verificación de mordida
Verificação da mordida



Bloquear datos
Bloquear dados




Cambio de color
Alteração de cor



Escaneo inteligente con IA
Digitalização Inteligente com IA



Simulación ortodóntica
Simulação ortodôntica



Monitoreo del curso de la enfermedad
Monitorização da progressão da doença



Herramienta de Encía
Ferramenta de Gengiva

* scanbody opcional



PANDA P3 + — PLUG & PLAY

- El nuevo PANDA P3 Plus simplifica la instalación con un solo cable, sin necesidad de alimentación externa. / *O novo PANDA P3 Plus simplifica a instalação com apenas um cabo, dispensando qualquer alimentação externa.*
- Control inteligente por movimiento / *Controlo por movimento inteligente*
- Tecnología IA / *Tecnologia IA*
- Tres puntas diferentes / *Três pontas diferentes*
- Diseño compacto / *Design compacto*
- Digitalización rápida / *Digitalização rápida*
- Digitalización en colores reales y visualización en alta definición (HD) / *Digitalização em cores reais e visualização em alta definição (HD)*
- Alta resolución e imagen fiel / *Alta resolução e imagem fiel*
- Sistema de software integrado para escáner intraoral / *Sistema de software integrado para scanner intraoral*
- Selección de casos e informe final / *Seleção de casos e relatório final*
- Acceso al caso en múltiples plataformas / *Acesso ao caso em múltiplas plataformas*
- Evolución revolucionaria (en comparación con el P2) / *Evolução revolucionária (em comparação ao P2)*
- Restauración / *Restauração*
- Implantes / *Implantes*
- Ortodoncia / *Ortodontia*



CART BAMBOO ULTRA —

con PC y Pantalla táctil / COM PC E MONITOR TÁTIL

Excelencia en un solo escaneo: Un escáner intraoral que combina precisión clínica con una pantalla elegante, todo en un único dispositivo. Todo en uno, simple y eficiente: Digitalización precisa, visualización nítida, para un trabajo más rápido e inteligente. Flujo de trabajo redefinido: Un escáner intraoral diseñado para cumplir los más altos estándares profesionales, con un rendimiento continuo y sin interrupciones.

Excelência num único scan: Um scanner intraoral que combina precisão clínica com um ecrã elegante, tudo num só dispositivo. All-in-one, simples e eficiente: Digitalização precisa, visualização nítida, para um trabalho mais rápido e inteligente. Fluxo de trabalho redefinido: Um scanner intraoral concebido para responder aos mais elevados padrões profissionais, com desempenho contínuo e sem interrupções.

- Pantalla 4K UHD / *Ecrã 4K UHD*
- Batería 1KWH integrada / *Bateria 1KWH integrada*
- Aluminio de grado aeronáutico / *Alumínio de grau aeronáutico*
- Nombre: BAMBOO Ultra / *Nome: BAMBOO Ultra*
- Tamaño de la pantalla: 60,50 centimeters / *Tamanho do ecrã: 23.8 inches*
- Resolución de la pantalla: 4K (3840*2160) / *Resolução do ecrã: 4K (3840*2160)*
- Pantalla táctil: táctil capacitivo de 10 puntos / *Ecrã tátil: toque capacitivo de 10 pontos*
- CPU (Procesador): Intel 13th Gen i7-13620H / *CPU (Processador): Intel 13th Gen i7-13620H*
- GPU (Procesador gráfico): Nvidia 3060 12GB / *GPU (Processador gráfico): Nvidia 3060 12GB*
- Memoria: 32 GB / *Memória: 32 GB*
- Almacenamiento: 2TB SSD / *Armazenamento: 2 TB SSD*
- Transmisión wireless: WiFi 7 y Bluetooth 5.4 / *Transmissão wireless: WiFi 7 e Bluetooth 5.4*



ESCÁNER INTRAORAL 3D / SCANNER INTRA-ORAL 3D

Fusión de datos CBCT + Intraoral / Fusão de dados CBCT + Intra-oral

Con una excelente capacidad de adquisición de datos dentales en 3D, combinada con datos óseos en 3D CBCT de Meyer Dental, através de la fusión de datos inteligente y precisa del software adjunto.

Com excelente capacidade de aquisição de dados dentários 3D, combinados com os dados ósseos 3D da Meyer Dental CBCT, através da fusão de dados inteligente e precisa do software que o acompanha.



OPCIÓN DE CARRO / OPÇÃO CARRO

Carro móvil con ordenador / Carro móvel com computador

- Producto original, 100% compatible con aplicaciones médicas / *Produto original 100% compatível com aplicações médicas*
- Sencillez y eficiencia con un clic: pantalla HD que restaura colores y detalles, y ángulo de inclinación ajustable / *Simplicidade e eficiência com um clique: tela HD que restaura cores e detalhes e ângulo de inclinação ajustável*
- Rendimiento superior, con componentes de alta calidad / *Desempenho superior, com componentes de alta qualidade*
- Disipación de calor optimizada, aumentando la velocidad de funcionamiento hasta un 30% / *Dissipação de calor otimizada, aumentando a velocidade de operação em até 30%*
- Libertad y comodidad: ruedas silenciosas y válvula de control automático para una mayor flexibilidad en el movimiento / *Liberdade e conforto: rodas silenciosas e válvula de controlo automático para maior flexibilidade no movimento*

* Tecnología de procesamiento AI

** Tecnologia de processamento AI*



Funciones / Funções

- Tecnología única de escaneo de tipo de video MOS, (escaneo de boca completa de 3 minutos) / *Tecnologia de digitalização exclusiva de tipo de video MOS (digitalização de toda a boca em 3 minutos)*
- Calibración one-click totalmente automática / *Calibração one-click totalmente automática*
- Operación de soporte inteligente somatosensorial que desbloquea la nueva experiencia de adquisición digital de moldes / *Operação de suporte inteligente somatossensorial que desbloqueia a nova experiência de aquisição de molde digital*
- Nueva tecnología de gestión térmica para garantizar una imagen precisa y estable / *Nova tecnologia inteligente de gestão termal para garantir uma imagem precisa e estável*
- Imagen de alta definición y fidelidad con precisión de escaneo superior a 15 µm) / *Imagem de alta definição e fidelidade cromática, com digitalização superior a 15µm*
- Equipado con una punta pediátrica / *Equipado com uma ponta pediátrica*

SENSOR INTRAORAL / SENSOR INTRA-ORAL

HDR-500|600

Funciones / Funções

PLACA DE FIBRA ÓPTICA — El FOP incorporado puede tomar imágenes de alta definición más realistas e incluso se pueden encontrar fácilmente dientes agrietados.

AMPLIO RANGO DE EXPOSICIÓN — Tamaño del sensor 1.3, ancho de disparo 22,5 mm HDR-500; Tamaño del sensor 2, ancho de disparo 27 mm HDR-600.

AMPLIO RANGO DINÁMICO — Fácil grabado de dosis bajas y altas, lo que reduce en gran medida la experiencia de grabación. La claridad y la sensibilidad de la imagen mejoran significativamente.

PLACA DE FIBRA ÓPTICA — O FOP integrado pode capturar imagens de alta definição mais realistas e até dentes quebrados podem ser facilmente encontrados.

AMPLA FAIXA DE EXPOSIÇÃO — Sensor tamanho 1.3, largura de disparo 22,5 mm HDR-500; Sensor tamanho 2, largura de disparo 27 mm HDR-600.

AMPLA FAIXA DINÂMICA — Fácil de filmar de dose baixa a dose alta, reduzindo bastante os requisitos de experiência de filmagem. A clareza e a sensibilidade da imagem são significativamente melhoradas.



Centelleador / Cintilador
Csi

HDR-500

Dimensión / Dimensão
39 x 28.5mm

Área activa / Área ativa
30 x 22.5mm

Tamaño de la imagen /
Tamanho da Imagem
1600*1200

Densidad / Espessura
6mm



Unidad de Control /
Caixa de controlo

Placa de Fibra Óptica /
Placa de Fibra Ótica

Tipo de Chip
CMOS APS

Tamaño de los píxeles /
Tamanho dos pixels
18.5µm

Resolución / Resolução
27lp/mm

Consumo energético
600mW

HDR-600

Dimensión / Dimensão
44.5 x 33mm

Área activa / Área ativa
36 x 27mm

Tamaño de la imagen /
Tamanho da Imagem
1920*1440

Sistema Operativo
Windows 7/10
(32bit&64bit) MacOS



Twain

HDR-360|380

Funciones / Funções

PLACA DE FIBRA ÓPTICA — El FOP incorporado puede tomar imágenes de alta definición más realistas e incluso se pueden encontrar fácilmente dientes agrietados.

AMPLIO RANGO DE EXPOSICIÓN — Tamaño del sensor 1.3, ancho de disparo 22,5 mm HDR-360; Tamaño del sensor 1.5, HDR-380.

AMPLIO RANGO DINÁMICO — Fácil grabado de dosis bajas y altas, lo que reduce en gran medida la experiencia de grabación. La claridad y la sensibilidad de la imagen mejoran significativamente.

***PLACA DE FIBRA ÓPTICA** — O FOP integrado pode capturar imagens de alta definição mais realistas e até dentes quebrados podem ser facilmente encontrados.*

***AMPLA FAIXA DE EXPOSIÇÃO** — Sensor tamanho 1.3, largura de disparo 22,5 mm HDR-360; Sensor tamanho 1.5, HDR-380.*

***AMPLA FAIXA DINÂMICA** — Fácil de filmar de dose baixa a dose alta, reduzindo bastante os requisitos de experiência de filmagem. A clareza e a sensibilidade da imagem são significativamente melhoradas.*



Centelleador / Cintilador
Csi

HDR-360

Placa de Fibra Óptica /
Placa de Fibra Ótica

HDR-380

Dimensión / Dimensão
39 x 28.5mm

Área activa / Área ativa
30 x 22.5mm

Tamaño de la imagen /
Tamanho da Imagem
1600*1200



Tipo de Chip
CMOS APS

Tamaño de los píxeles /
Tamanho dos pixels
18.5µm

Resolución / Resolução
27lp/mm



Dimensión / Dimensão
41 x 29.6mm

Área activa / Área ativa
33 x 24mm

Tamaño de la imagen /
Tamanho da Imagem
1772*1296

Densidad / Espessura
6mm

Conexión USB Directa /
Ligação Direta USB

Consumo energético
400mW

Twain

Sistema Operativo
Windows 7/10
(32bit&64bit) MacOS

ESCÁNER DE PLACAS DE FÓSFORO Y CÁMARAS INTRAORALES

SCANNER DE PLACAS DE FÓSFORO E CÂMERAS INTRA-ORAIS

Funciones / Funções

- Mini y portátil: 1,5kg, 220,9 x 96,7 x 84,3 mm / *Mini e portátil: 1,5kg, 220,9x96,7x84,3mm*
- Imagen con un clic: Operación conveniente, respuesta rápida, eficiente y fácil / *Imagem com um clique: Operação conveniente, resposta rápida, eficiente e fácil*
- Escaneo rápido en 6s: Tecnología avanzada, escaneo de alta velocidad, alta precisión, rendimiento estable / *Scan rápido em 6s: Tecnologia avançada, digitalização de alta precisão, desempenho estável*
- Tamaño del punto láser: 35µm / *Tamanho do ponto do laser: 35 µm*
- Longitud de onda láser: 660nm / *Comprimento onda do laser: 660nm*
- ADC: 14 bits



HANDY AI

Rededine la experiencia de la comunicación entre el dentista y el paciente
 Redefine a experiência entre o dentista e o paciente

Detección de enfermedades; Estructura dental; Análisis de restauración / *Detecção de doenças; Estrutura dentária; Análise de restauração.*



Análisis inteligente en 5 segundos /
Análise inteligente em 5 segundos



Los más mínimos detalles al descubierto /
Os mínimos detalhes revelados



Fomentar la confianza de los pacientes /
Promover a confiança dos pacientes



CÁMARA / CÂMARA INTRA-ORAL PROMI HDI-712D

- Sensor de imagen: 1/3" HD CMOS / *Sensor de imagem: 1/3" HD CMOS*
- Resolución: 1920x1080p / *Resolução: 1920x1080p*
- Ángulo de visión: ≥ 60° / *Ângulo de visão: ≥ 60°*
- Distorsión: <5% / *Distorsão: < 5%*
- Luminosidad: 6 LEDS / *Iluminação: 6LEDS*
- Campo de enfoque: 5mm / *Campo de focagem: 5mm*

CÁMARA / CÂMARA INTRA-ORAL TOUCHMI HDI-220C

- Sensor de imagen: 1/3" HD CMOS / *Sensor de imagem: 1/3" HD CMOS*
- Resolución: 1280x720p (720p) / *Resolução: 1280x720p (720p)*
- Ángulo de visión: 80° / *Ângulo de visão: 80°*
- Distorsión: <5% / *Distorsão: < 5%*
- Luminosidad: 6 LEDS / *Iluminação: 6LEDS*
- Campo de enfoque: 5mm~35mm / *Campo de focagem: 5mm~35mm*

CÁMARA / CÂMARA INTRA-ORAL SUPERCAM HDI-200A USB

- Sensor de imagen: 1/4" 1.22 Mega Pixel CMOS / *Sensor de imagem: 1/4" 1.22 Mega Pixel CMOS*
- Resolución: 640x480p (480p) / *Resolução: 640x480p (480p)*
- Ángulo de visión: ≥ 60° / *Ângulo de visão: ≥ 60°*
- Distorsión: <5% / *Distorsão: < 5%*
- Luminosidad: 6 LEDS / *Iluminação: 6LEDS*
- Campo de enfoque: 5mm~35mm / *Campo de focagem: 5mm~35mm*

UNIDADES DENTALES / UNIDADES DENTÁRIAS

CINGOL X1

- Sistema de detección de autodiagnóstico / *Sistema de detecção de autodiagnóstico*
- Parada de emergencia y posición de silla para primeros auxilios / *Paragem de emergência e posição de cadeira para primeiros socorros*
- Sistema de interbloqueo: cuando las piezas de mano están en uso, el sillón no se mueve / *Sistema de Interbloqueio: quando as peças de mão estão a ser utilizadas, a cadeira não se move*



Apoyabrazos antideslizante
*Apoio de braços
antiderrapante*



Respaldo metálico
Encosto metálico



Reposacabezas de 3 ejes
Apoio de cabeça de 3 eixos



Sistema integrado de
armacenamiento de agua
*Sistema integrado de
armazenamento de água*



Tapa extraíble para fácil
mantenimiento
*Tampa removível para fácil
manutenção*



Filtro giratorio de doble
sellado
Filtro duplo selado rotativo



Escupidera de porcelana
Cuspideira de porcelana



Bandeja de dentista de
estilo colibri e Panel táctil
*Tabuleiro de dentista estilo
colibri e Painel tátil*



Ajuste continuo de luz fría
sen sombras / *Ajuste contínuo
da luz fria sem sombras*
Potencia luminosa regulable
de: / *Potência de intensidade
luminosa regulável de:*
6000lux ~ 30000lux



Pedal multifuncional
Pedal multifuncional

Tapizado en PU
Estofamento em PU



CINGOL X3

- Sistema de detección de autodiagnóstico / *Sistema de deteção de autodiagnóstico*
- Parada de emergencia y posición de silla para primeros auxilios / *Paragem de emergência e posição de cadeira para primeiros socorros*
- Sistema de interbloqueo: cuando las piezas de mano están en uso, el sillón no se mueve / *Sistema de Interbloqueio: quando as peças de mão estão a ser utilizadas, a cadeira não se move*



Bandeja auxiliar
multiarticulada


*Bandeja do assistente
multiarticulada*



Escupidera desmontable
Cuspideira removível



Respaldo metálico
Encosto metálico



Sistema integrado de
armacenamiento de agua
*Sistema integrado de
armazenamento de água*



Tapa extraíble para fácil
mantenimiento
*Tampa removível para fácil
manutenção*



Filtro giratorio de doble
sellado

Filtro duplo selado rotativo



Bandeja de dentista de
estilo colibri e Panel táctil
*Tabuleiro de dentista estilo
colibri e Painel tátil*



LED estilo europeo luz de
operación
*LED de estilo europeu luz de
operação*

Potencia luminosa regulable de: /
*Potência de intensidade luminosa
regulável de:*
4000lux ~ 54000lux



Pedal multifuncional
Pedal multifuncional

Tapizado en piel
Estofamento em pele



CINGOL X3 IMPLANTER

- Sistema de detección de autodiagnóstico / *Sistema de deteção de autodiagnóstico*
- Parada de emergencia y posición de silla para primeros auxilios / *Paragem de emergência e posição de cadeira para primeiros socorros*
- Sistema de interbloqueo: cuando las piezas de mano están en uso, el sillón no se mueve / *Sistema de Interbloqueio: quando as peças de mão estão a ser utilizadas, a cadeira não se move*



Incluye/Inclui
ultrasonidos
/ destarizador +
fotopolimerizador
WOODPECKER




Bandeja para asistente múltiples articulaciones. Panel táctil intuitivo, múltiples articulaciones y espacio optimizado para operar con seis manos. Eleva hasta 200 mm y cuenta con un diseño de doble área de almacenamiento

Bandeja do assistente multiarticulada. Painel tátil intuitivo, múltiplas articulações e espaço otimizado para trabalho a seis mãos. Elevação até 200 mm e design com dupla área de armazenamento



Lámpara quirúrgica: Emite luz blanca y amarilla similar a la luz natural. Alta salida de lúmenes, baja pérdida de luminosidad con el tiempo y alto IRC.

Candeeiro Cirúrgico: Emite luz branca e amarela semelhante à luz natural. Alto lúmen, baixa perda de luminosidade ao longo do tempo e elevado IRC.



Estructura de bandeja fabricada en acero inoxidable 304 con brazo giratorio, garantizando durabilidad y resistencia a la corrosión.

Tabuleiro Estrutura em aço inoxidável 304 com braço giratório, garantindo durabilidade e resistência à corrosão.



Escupidera de cerámica con rotación de 180 grados, desmontable para facilitar la limpieza y desinfección

Cuspeira em cerâmica Rotação de 180 graus Removível para facilitar a limpeza e a desinfeção



Filtro giratorio de doble sellado

Filtro duplo selado rotativo



Respaldo metálico

Encosto metálico

ECG (Opcional)



CÂMARA INTRAORAL (Opcional)



Tapizado en piel

Estofamento em pele



CINGOL X5

- Sistema de detección de autodiagnóstico / *Sistema de detecção de autodiagnóstico*
- Parada de emergencia y posición de silla para primeros auxilios / *Paragem de emergência e posição de cadeira para primeiros socorros*
- Sistema de interbloqueo: cuando las piezas de mano están en uso, el sillón no se mueve / *Sistema de Interbloqueio: quando as peças de mão estão a ser utilizadas, a cadeira não se move*



Pedal multifuncional
Pedal multifuncional



LED estilo europeo luz de operación
LED de estilo europeu luz de operação
Potencia luminosa regulable de: / *Potência de intensidade luminosa regulável de:*
5000lux ~ 78000lux



Botón de alarma
Para que los pacientes atraigan la atención del dentista
Botão de alarme
Para os pacientes atraírem a atenção do dentista



Escupidera
Cuando se coloca un vaso debajo del grifo, se llena automáticamente
Cuspideira
Quando um copo é colocada sob o bico, enche automaticamente



Respaldo de metal, caja lateral con rotación de 70 grados. Respaldo desmontable para facilitar el reemplazo de la almohadilla
Caixa lateral do encosto em metal com rotação de 70 graus Encosto removível para fácil substituição da almofada



Panel táctil
Painel tátil

Tapizado en piel
Estofamento em pele



LÁMPARAS LED / CANDEEIROS LED



Lámpara S200 / *Candeeiro S200*
Potencia luminosa regulable de:
/ *Potência de intensidade luminosa*
relável de:
6000lux ~ 30000lux



Lámpara S300 / *Candeeiro S300*
Potencia luminosa regulable de:
/ *Potência de intensidade luminosa*
regulável de:
4000lux ~ 54000lux



Lámpara S400 / *Candeeiro S400*
Potencia luminosa regulable de:
/ *Potência de intensidade luminosa*
regulável de:
5000lux ~ 78000lux

BANCOS MÉDICOS



Banco médico en PU
Banco médico em PU




Banco médico en piel
Banco médico em pele

AUTOCLAVE 23 LITROS

La autoclave P23 es una solución de esterilización que combina seguridad y fiabilidad. Diseñada para un uso sencillo e intuitivo, garantiza un excelente rendimiento de secado e incorpora funcionalidades esenciales, como la reimpresión de registros, la parada de emergencia y la apertura de la puerta de emergencia, asegurando una respuesta eficiente a las necesidades diarias.

A autoclave P23 é uma solução de esterilização que alia segurança e fiabilidade. Desenvolvida para uma utilização simples e intuitiva, garante um excelente desempenho de secagem e integra funcionalidades essenciais, como a reimpresão de registos, a paragem de emergência e a abertura de porta de emergência, assegurando uma resposta eficiente às necessidades diárias.



Tanque de água externo y monitor de calidad del agua
Tanque de água externo e monitor de qualidade da água
Varios programas de esterilización
Vários programas de esterilização

Cesta giratoria de acero inoxidable
Cesto giratório em aço inox

Bloqueo de seguridad
Fecho de segurança



Retención de carga inteligente
Detenção de carga Inteligente



Gran capacidad de almacenamiento
Grande capacidade de armazenamento



Interruptor de puerta de emergencia
Interruptor de porta de emergência

LÁMPARAS QUIRÚRGICAS / CANDEEIROS CIRÚRGICOS

PML30

PAX ha desarrollado un cuerpo de lámpara redondo y ultrafino, diseñado para cumplir los requisitos de los sistemas de ventilación controlada en quirófanos. Destaca por su rendimiento fiable, facilidad de uso y esterilización sencilla. Con un índice de reproducción cromática superior a 95 Ra, esta luz es ideal para la odontología, atención ambulatoria, servicios de urgencias y unidades de cuidados intensivos, siendo igualmente adecuada para diversas especialidades hospitalarias y clínicas, ginecología, medicina estética, dermatología y veterinaria.

A PAX desenvolveu um corpo de lâmpada redondo e ultrafino, concebido para cumprir os requisitos de sistemas de ventilação controlada em salas de operações. Destaca-se pelo desempenho fiável, facilidade de utilização e esterilização simples. Com um índice de reprodução cromática superior a 95 Ra, esta luz é ideal para medicina dentária cuidados em ambulatório, serviços de urgência e unidades de cuidados intensivos, sendo igualmente adequada para diversas especialidades hospitalares e clínicas, ginecologia, medicina estética, dermatologia e veterinária.

- Iluminación central a 1 m (lux): ≥ 70.000 / Iluminação central a 1 m (lux): ≥ 70.000
- Número de LED: 20 / Número de LEDs: 20
- Índice de reproducción cromática (Ra): ≥ 96 / Índice de reprodução cromática (Ra): ≥ 96
- Temperatura de color (K): 4300 ± 500 / Temperatura de cor (K): 4300 ± 500
- Tamaño del campo de luz (mm): 200 / Tamanho do campo de luz (mm): 200
- Vida útil del LED (h): ≥ 60.000 / Vida útil do LED (h): ≥ 60.000
- Diámetro de la cúpula de la lámpara (mm): 300 / Diâmetro da cúpula do candeeiro (mm): 300
- Profundidad de iluminación (mm): ≥ 1800 / Profundidade de iluminação (mm): ≥ 1800
- Alimentación eléctrica (V/Hz): 220 VAC 50 Hz / Alimentação elétrica (V/Hz): 220VAC 50Hz
- Consumo de energía (W): 20 W / Consumo de energia (W): 20W



móvil
móvel



montaje
en pared
montagem
na parede



montaje
en el techo
montagem
no teto

PAX-XR1PRO

El PAX-XR1 ofrece una gama completa de lámparas quirúrgicas LED, siendo altamente versátil para su uso en cirugía. O design quadrado-e-circular do XR1 incorpora o conceito filosófico de "Without rules, there is no square or circle".

O PAX-XR1 disponibiliza uma gama completa de candeeiros cirúrgicos LED, sendo altamente versátil para utilização em cirurgia. O design quadrado e circular do XR1 incorpora o conceito filosófico "Without rules, there is no square or circle"



PAX-XR1MAX

Sistema de grabación por cámara HD; Mango de control multifuncional; Mango de esterilización desmontable; Alternancia entre tres funciones con un solo botón, rotación del mango para ajustar los parámetros; Equipado con indicador LED azul; Interfaz de usuario intuitiva; Panel táctil lateral integrado en la lámpara; Control por inducción; Control sin contacto manual; Control remoto por infrarrojos; Control remoto inteligente y multifuncional; Control de infecciones; Mango esterilizable; Índice alto de reproducción cromática; Últimas innovaciones en iluminación; Sistema de cámara integrado; Luz cirúrgica LED integra as funções de iluminação, câmara e gravação de vídeo.

Com sistema de gravação por camera HD; Punho de controlo multifuncional; Punho de esterilização desmontável; Alternância entre três funções com um único botão, rotação do punho para ajuste dos parâmetros; Equipado com indicador LED azul; Interface de utilizador intuitiva; Painel tátil lateral integrado na lâmpada; Controlo por indução; Controlo sem contacto manual; Controlo remoto por infravermelhos; Comando remoto inteligente y multifuncional; Control de infecciones; Punho esterilizável; Índice elevado de reprodução de cores; Últimas inovações em iluminação; Sistema de câmara integrado; A luz cirúrgica LED integra as funções de iluminação, câmara e gravação de vídeo



COMPRESORES

DENTALES /

COMPRESSORES

DENTAL



	SMART DRY 1.25	SMART DRY 2.50	SMART DRY 4.90
Secador y punto de rocío / Secador e ponto de orvalho	Adsorción -20°C / Adsorção -20°C	Adsorción -20°C / Adsorção -20°C	Adsorción -20°C / Adsorção -20°C
Voltaje - frecuencia / Tensão - frequência	230 - 50 Hz	230 - 50 Hz	230 - 50 Hz
Potencia / Potência	0,75 Kw (1,00 hp)	1,50 Kw (1,00 hp)	3,00 Kw (1,00 hp)
Velocidade de rotación / Velocidade de rotação	1400	1400	1400
Corriente nominal / Corrente nominal	4	7	7+7
Número de cilindros / Número de cilindros	2	2	4
Caudal de aire a 5 bar / Vazão de ar a 5 bar	85 L/min	140 L/min	280 L/min
Presión máxima / Pressão máxima	8 bars	8 bars	8 bars
Ciclo de trabajo / Ciclo de trabalho	S3 - 70%	S3 - 70%	S3 - 70%
Capacidad del tanque / Capacidade do tanque	24 lt	50 lt	90 lt
Nivel de ruido a 3m / Nível de rído a 3m	60 dB (A)	65 dB (A)	68 dB (A)
LxAxA / CxLxA	42x42x82 cm	55x40x86 cm	99x53x83 cm
Peso neto / Peso líquido	32 kg	55 kg	86 kg

COMPRESORES

CAD-CAM

/

COMPRESSORES

CAD-CAM



	CLINIC DRY 3.40 H/HS	CLINIC DRY 6.90 H/HS
Secador y punto de rocío / Secador e ponto de orvalho	Membrana -40°C	Membrana 40°C
Filtro antibacteriano µm	0,01 (HS)	0,01 (HS)
Voltaje - frecuencia / Tensão - frequência	230 - 50 Hz	230 - 50 Hz / 400 - 50 Hz
Potencia / Potência	1,80 Kw (2,20 hp)	2,80 Kw(3,75 hp)/3,0Kw(4,00hp)
Velocidad de rotación / Velocidade de rotação	1400	1400
Corriente nominal / Corrente nominal	8,5	14 / 6,5
Número de cilindros / Número de cilindros	2	4
Caudal de aire a 5 bar / Vazão de ar a 5 bar	135 L/min	235 L/min / 265 L/min
Presión máxima / Pressão máxima	10 bars	10 bars
Ciclo de trabajo / Ciclo de trabalho	S1 - 100%	S1 - 100%
Capacidad del tanque / Capacidade do tanque	40 lt	90 lt
Nivel de ruido a 3m / Nível de rído a 3m	67 dB (A)	72 dB(A) / 74 dB(A)
LxAxA / CxLxA	65x46x66 cm	99x49x71 cm
Peso neto / Peso líquido	42 kg	86 kg

FRESADORA W4

Tecnología especializada de fresado en húmedo para cerámica vítrea y materiales dentales pre-fresados

Tecnologia especializada de fresagem a húmido para cerâmica vítrea e materiais dentários pré-fresados

- Eficiencia optimizada / *Eficiência optimizada*
- Funcionamiento sin esfuerzo / *Funcionamento sem esforço*
- Precisión garantizada / *Precisão garantida*
- Prótesis inmediatas / *Próteses imediatas*
- Fresado en húmedo / *Fresagem a húmido*
- Sistema operativo fácil de usar (Windows 10) / *Sistema operativo fácil de utilizar (Windows 10)*
- Alta precisión / *Alta precisão*
- Fresado estable / *Fresagem estável*
- Procesamiento Multifuncional / *Processamento multifuncional*
- Fácil de Usar / *Fácil de utilizar*


Software Millbox:

- — D52-Eco
- — D52-STD
- — D52-EXP



FRESADORA D5 AFE

- Fresadora en seco para pequeños laboratorios / *Fresadora a seco para pequenos laboratórios*
- Lista para usar / *Pronta a usar*
- Fácil y económica / *Fácil e económica*
- Sistema operativo fácil de usar (Windows 10) / *Sistema operativo fácil de utilizar (Windows 10)*
- Pantalla de 19,5" / *Ecrã de 19,5"*
- Más estable / *Mais estável*
- Alta precisión / *Alta precisão*
- Sistema de monitorización de la vida útil de las herramientas / *Sistema de monitorização da vida útil das ferramentas*
- Fresado a 90° para prótesis dentales / *Fresagem a 90° para próteses dentárias*
- Incluido Software CAM: Millbox / *Incluído CAM Software: Millbox*
- Hyperdent / *Hyperdent*
- WorkNC / *WorkNC*



FRESADORA D5 MAX

- Fresadora en seco / *Fresadora a seco*
- Fresado autónomo y continuo / *Fresagem autónoma e contínua*
- Arranque automático de piezas / *Arranque automático de peças*
- Reducción del 30%-50% de la mano de obra / *Redução de 30%-50% da mão-de-obra*
- Tasa de error humano inferior al 0,3% / *Taxa de erro humano inferior a 0,3%*
- Entrega de pedidos calificada al 99,7% / *Entrega de encomendas qualificada em 99,7%*
- Sistema operativo fácil de usar (Windows 10) / *Sistema operativo fácil de utilizar (Windows 10)*
- Pantalla de 19,5" / *Ecrã de 19,5"*
- Fácil de usar / *Fácil de utilizar*
- Resultados consistentes / *Resultados consistentes*
- Sistema Inteligente de Gestión de Herramientas / *Sistema Inteligente de Gestão de Ferramentas*

ASPIRACIÓN V7 / ASPIRAÇÃO V7

- **Succión potente:** Captura eficazmente partículas finas de polvo y residuos durante el fresado / *Sucção potente: Captura eficazmente partículas finas de pó e detritos durante a fresagem*
- **Diseño compacto:** Ocupa poco espacio y es fácil de integrar en configuraciones odontológicas/dentales / *Design compacto: Ocupa pouco espaço e é fácil de integrar em configurações odontológicas/dentárias*
- **Funcionamiento silencioso:** Diseñado para minimizar el ruido, garantizando un entorno de trabajo cómodo / *Funcionamento silencioso: Projetado para minimizar o ruído, garantindo um ambiente de trabalho confortável*
- **Filtros duraderos:** Filtros reemplazables y de larga duración para un rendimiento constante / *Filtros duráveis: Filtros substituíveis e de longa duração para um desempenho consistente*
- **Compatibilidad total:** Optimizado para máquinas de fresado DEPRAG y otros sistemas dentales / *Compatibilidade total: Otimizado para máquinas de fresagem DEPRAG e outros sistemas dentários*



ASPIRACIÓN V9 / ASPIRAÇÃO V9

Funciones y características / Funções e características

- **Silencioso,** con nivel de ruido de 55-65 dB / *Silencioso, com nível de ruído de 55-65 dB*
- **Motor brushless** de velocidad variable continua, larga vida útil, tiempo de funcionamiento superior a 20.000 horas / *Motor brushless de velocidade variável contínua, longa vida útil, tempo de funcionamento superior a 20.000 hora*
- **Super succión,** con velocidad máxima del aire de hasta 28 m/s / *Super sucção, com velocidade máxima do ar até 28 m/s*
- **Eliminación manual del polvo,** uso sostenible a largo plazo, filtro eficiente capaz de retener partículas de 8 µm, fácil mantenimiento y limpieza. Puede conectarse a la lijadora, alta eficiencia y ahorro de energía / *Remoção manual do pó, uso sustentável a longo prazo, filtro eficiente capaz de reter partículas de 8 µm, fácil manutenção e limpeza. Pode ser ligado à lixadora, alta eficiência e poupança de energia*
- **Operación** mediante pantalla táctil, simple y conveniente / *Operação por ecrã tátil simples e conveniente*
- **Diseño elegante y refinado,** fácil de instalar / *Design requintado e elegante, fácil de instalar*



HORNO DE SINTERIZACIÓN S7 MOSI2

/ FORNO DE SINTERIZAÇÃO S7 MOSI2

El DEPRAG S7 Zirconia Fast Sintering Furnace es un producto especialmente diseñado para la sinterización de zirconia.. El S7 adopta un estándar de desarrollo de alta inteligencia y elevada automatización, ayudando a laboratorios y clínicas a completar de manera eficiente el proceso de sinterización de la zirconia. El S7 está equipado con 4 barras U de silicio-molibdeno de alta pureza, garantizando un control de temperatura preciso y una larga vida útil. Permite alcanzar dos modos de sinterización, rápido y normal, proporcionando resultados óptimos en ambos modos. Además, el equipo incluye varias funciones inteligentes, como sinterización continua y enfriamiento rápido, comprometido a ofrecer una mejor experiencia de uso, aumentar la eficiencia de producción y reducir los costes de operación para el usuario.

O DEPRAG S7 Zirconia Fast Sintering Furnace é um produto especialmente desenvolvido para a sinterização de zircónia. O S7 adota um padrão de desenvolvimento de alta inteligência e elevada automação, podendo ajudar laboratórios e clínicas a completar eficientemente o processo de sinterização da zircónia. O S7 está equipado com 4 barras U de silício-molibdénio de alta pureza, garantindo controlo de temperatura preciso e longa vida útil. Permite atingir dois modos de sinterização, rápido e normal, proporcionando resultados ideais de sinterização de zircónia em ambos os modos. Além disso, o equipamento inclui várias funções inteligentes, como sinterização contínua e arrefecimento rápido, comprometendo-se a oferecer uma experiência de utilização melhorada, aumentar a eficiência de produção e reduzir os custos de utilização para o utilizador.



- Alto rendimiento / *Alto desempenho*
- 20 programas predefinidos
- Ahorro de tiempo / *Economía de tempo*
- Inteligente
- Fiable / *Fiável*
- Dimensiones (LxPxAl): 338 mm x 520 mm x 751 mm / *Dimensões (L x P x A): 338mm x 520mm x 751mm*
- Peso: Aproximadamente 60 kg
- Alimentación eléctrica: 220 V / 50-60 Hz / *Alimentação elétrica: 220V / 50-60Hz*
- Potencia máxima: 3000 W
- Temperatura máxima de sinterización: 1650°C / *Temperatura máxima de sinterização: 1650°C*
- Cámara de combustión: $\Phi 100$ mm / *Câmara de combustão: $\Phi 100$ mm*
- Capacidad: Hasta 100 unidades de zirconia / *Capacidade: Até 100 unidades de zircónia*
- Accesorios: Barras de silicio-molibdeno, Bandeja de sinterización, Pinzas, Esferas de zirconia, PTCR / *Acessórios: Barras de silício-molibdénio, Tabuleiro de sinterização, Pinças, Esferas de zircónia, PTCR*
- — Modo de sinterización: Sinterización rápida / *Modo de sinterização: Sinterização rápida*

IMPRESORA / IMPRESSORA DP MINI

El DP Mini, con su diseño ligero y tecnología de impresión de ultra alta precisión, permite que cualquier clínica dental y pequeño laboratorio aprovechen fácilmente la productividad digital.


O DP Mini, com o seu design leve e tecnologia de impressão de ultra-alta precisão, permite que qualquer clínica dentária e pequeno laboratório aproveite facilmente a produtividade digital.



Capacidad de impresión multimaterial

/ Capacidade de impressão multimaterial

- Prótesis fija: Modelos de restauración, coronas y puentes de cera, coronas y puentes provisionales, etc. / *Prótese Fixa: Modelos de restauração, coroas e pontes em cera, coroas e pontes provisórias, etc.*
- Ortodoncia: Modelos ortodóncicos, modelos de retención, planos de mordida, etc. / *Ortodontia: Modelos ortodônticos, modelos de contenção, planos de mordida, etc.*
- Prótesis removible: Cubetas individuales, prótesis removibles de prueba (trial-in), etc. / *Prótese Removível: Moldeiras individuais, próteses removíveis de prova (trial-in), etc.*
- Implantología: Modelos de implantes, etc. / *Implantologia: Modelos de implantes, etc.*




PLUG AND PLAY — Lista para funcionar en minutos / Pronta a funcionar em minutos

- Ligera e ideal para principiantes / *Leve e ideal para iniciante*
- Alta precisión / *Alta precisão*
- Bajo mantenimiento / *Baixa manutenção*
- Llevar la impresión digital a todas las clínicas / *Levar a impressão digital a todas as clínicas*




Ai+Robot



- CBCT inicial + digitalización intraoral / *CBCT inicial + digitalização*
- Exportación con un solo clic de las principales estructuras anatómicas dentales / *Exportação com um clique das principais estruturas anatómicas dentárias*
- Integración precisa entre lo Virtual y lo Real / *Integração precisa entre o Virtual e o Real*
- Planificación y Diseño Integrados — Sistema para Planificación Preoperatoria, Control Intraoperatorio y Evaluación Postoperatoria Basada en Datos Diversos / *Planeamento e Design Integrados — Sistema para Planeamento Pré-operatório, Controlo Intraoperatório e Avaliação Pós-operatória com Base em Dados Diversos*
- Cualquier Pequeño Movimiento — Es Visualizado / *Qualquer Pequeno Movimento — É Visualizado*
- La "Sensación" de la "Mano" del Cirujano / *A "Sensação" da "Mão" do Cirurgião*
- Implantación en la Zona Estética / *Implantação na Zona Estética*
- Elevación Sinusal / *Elevação Sinusal*
- Implantación en Arcada Completa y en Espacios Reducidos / *Implantação em Arcada Completa e em Espaços Reduzidos*
- Implantación y Rehabilitación Inmediata / *Implantação e Reabilitação Imediata*
- Implantación Minimamente Invasiva en Cresta Alveolar / *Implantação Minimamente Invasiva em Crista Alveolar*
- Cirugía Totalmente Autónoma / *Cirurgia Totalmente Autônoma*



IMPLANTOLOGÍA / *IMPLANTOLOGIA*




ENDODONCIA
ENDODONTIA



CIRURÍA
MAXILOFACIAL
CIRURGIA MAXILOFACIAL

El primer robot
autónomo de cirugía
oral del mundo
*O primeiro robot autónomo
de cirurgia do mundo*





Portugal
 +351 966 936 629
portugal@p-orthodigital.com



P-ORT//O



España
 +34 691 597 490
espana@p-orthodigital.com

